

河南核酸植绒拭子生产产家

生成日期: 2025-10-13

深圳华晨阳公司生产的4N6FLOQSwabs™植绒拭子已在中国、美国、欧洲、日本等多个国家和地区获得了专利技术，专门为犯罪现场采集口腔细胞、唾液、精液、血斑、皮屑等检材设计，尤其适用于微量DNA的采集。4N6FLOQSwabs™植绒拭子采用专利技术的尼龙纤维植绒填充技术，其顶部为垂直于基底的尼龙纤维结构，这种结构可比较大限度的提高DNA采集和洗脱效率。传统的棉签/纤维拭子在采样时，样本会被其纤维团分散且滞留在纤维中，而4N6FLOQSwabs™植绒拭子采样时，全部的样本都会被保存至尼龙纤维的近表面处，以保证快速且完全的洗脱和释放。适用范围：适用于法医、公安机关DNA实验室人员和基层公安系统现场勘查人员及司法鉴定机构使用。对接触DNA的检出率华晨阳植绒拭子的效果明显优于传统棉签。产品特点●采用专利的尼龙植绒技术，样本吸收更加快速●新颖的折点设计，让拭子轻松折断并进入管中，更加便于操作●比较大限度的样本洗脱及转移，对微量DNA样本采集尤为出色●经过***剂的特殊处理，防止微生物污染●GMP标准生产，封闭式包装，无菌、无酶、无***剂，保证结果可靠●不再需要样品干燥，由于较强的***作用，样本无需干燥，即可直接转移至管中。植绒拭子有专业的植绒技术从而创造出数十万个接触点，以便更好地收集和释放标本样本。河南核酸植绒拭子生产产家



华晨阳科技|2017年德国国际医疗设备展(MEDICA)开幕在即，华晨阳邀您一起交流和学习。

展会名称：2017年德国国际医疗设备展(MEDICA)

展会位置□Hall 16 F46-A

展会时间：2017年11月13-16日

展会地点：德国杜塞尔多夫展览馆

MEDICA & COMPAMED Exhibition 2017

Booth No.:Hall 16 F46-A

Date: 13th.—16th. Nov.,2017

Address: ?Dusseldorf Exhibition Center,Dusseldorf, Germany

德国杜塞尔多夫“国际医及医疗设备用品展览会”是世界知名的综合性医疗展，被公认为世界上比较大的医及医疗设备展览会，以其不可替代的规模和影响力位居世界医疗贸易展的首位。每年都有来自140多个国家和地区的5000多家公司参展，其中70%来自德国以外的国家，展出总面积达13万多平方米，吸引来自各国贸易观众约18万人次。拥有逾20个各自行业里世界第一的展览品牌，其中**MEDICA 2015**为全球规模超大、超全面的专业医疗展览会。面向医疗产业供应商的国际领先的**Compamed**（第24届国际医疗制造业配件、零件及原材料展览会）将同期举办。


届时，华晨阳科技也带上大家十分期待的基因检测产品齐齐亮相，从单品到套装，华晨阳为你健康带来全新的守护方式。

河南核酸植绒拭子生产厂家植绒拭子顶端尼龙纤维间的毛细管运动形成强大的液压，用以吸收液态或者细胞类样本。



无尘棉签与植绒拭子的区别来源：深圳华晨阳2019-05-03无尘棉签与植绒拭子的区别无尘棉签是用于工业清洁的，如擦拭摄像头镜头、很小的缝隙、硬盘、磁头、显微镜、仪器仪表、光学光电产品、打印机头和工业精密仪器等的擦拭，植绒拭子是用于医疗行业的，比如采集人体口、鼻、咽喉和宫颈等液体微生物的DNA***和细菌等。医用尼龙植绒拭子是专门用于样品采集的，棉签也可以用于样品采集，但是两者采集样品的数量和采集效果是不能相提并论的。无尘棉签无尘棉签被叫做净化棉签，又被称为无尘棉签、无尘擦拭棒，是在净化室（无尘室）中生产的一种洁净棉签，是由英文CleanroomSwabs翻译而来，是一种无尘室清洁耗材，且无尘净化棉签必须严格按照无尘室各项生产要求，由专业的无尘棉签生产厂家进行生产，但是由于材质及制作工艺的不同，它也等级之分，它的等级与无尘室等级相适应，而无尘室等级分为100w级，10w级，万级，千级，百级（等级由低到高）；无尘棉签通常都具有很强吸液性、坚韧性和耐磨性好等特点，不会刮伤被擦拭器件，不会掉屑，微粒和液体进入棉签孔，不会掉出或轻易挤出，具有良好的紧锁能力，是优良净化室生产的清洁耗材，可在生产过程的特殊环境中。

ORAgeneRNA唾液采集器提供了用于唾液采集样本采集、稳定、运输以及DNA纯化的一体化系统，具有多种特性选用经济，好用的DNA稳定缓冲液独特的漏斗设计，防止溢出或缓冲液返流室温至少可以存放60个月DNA得量超过180ng/?l与多种手动或高通量分离试剂盒兼容一维或二维码，具有自动开封能力与下游处理技术兼容适合野外，居家和临床取样95kPa压力设计，防止收集管漏液iClean基因采样系列DNA口腔拭子专门用于提高口腔拭子细胞基因组DNA得量和质量。口腔细胞样品是一种很好的替代血液的无创收集和检出手段，与Icleanhcy的系列DNA分离和稳定试剂盒联用，快捷实现对高纯度，完整的DNA样品的收集□DNA拭子适合人和兽类使用，在设计上比其它DNA拭子具有优势，其独特的拭子基质，快速释放界面，更利于***的细胞收集，比较大化DNA得量。拭子已经环氧乙烷灭菌，并通过了人源DNA污染的检测。特性独特的拭子基质，极大提高了DNA得量成人口腔拭子得量1to10?gDNA是血液收集的好的替代方法人、畜都可使用操作简单快捷有单和双消毒包装两种类型供选择应用基因型研究兽医基因型检测和诊断亲子和遗传服务法医和DNA人口研究基因采样盒包括：口腔拭子，唾液采集器□DNA采集卡，细胞收集卡，回寄袋。植绒拭子的规格有:CY-98000 CY-960000 CY-93050 CY-95000 CY-98000RZ CY-960002 CY-95000M CY-93050T CY-98000T□



粪便微生物保存采样套装2019/12/113201粪便微生物保存采样套装粪便微生物采集保存套装本产品含有粪便样品采集、保存粪便所需的保存液稳定液和采样拭子耗材，该产品可用于室温条件下粪便微生物样品的采集和保存。本产品使用简单方便，可***用于医院... 查看全文DNA基因采样套装2019/12/012461基因采样套装用途：基因检测，分子诊断□DNA采集，细胞学，基因检测采样，肿瘤基因，遗传学，公安DNA系统基因身份证，基因密码，疾病筛查分析研... 查看全文全外显子基因突变检测采样盒2019/11/21285B全外显子基因突变检测采样盒，是贝瑞和康推出的一款便携式口腔脱落细胞采样盒，用于与乳腺癌、卵巢癌等发生密切相关的BRCA1/2基因突变检测的前期取样过程。该采样盒内置两套口腔拭子，口腔拭子采用自封袋单独包... 查看全文基因检测口腔拭子采样流程指南2019/11/21304口腔拭子采样方法(口腔脱落细胞)取样是简单、无痛、无创的DNA标本采集方法。该方法适用于采集任何年龄段人群的DNA样本。基因检测采样盒深圳市华晨阳科技有限公司***步：打开包装... 查看全文FTA卡使用介绍2019/11/141439FTA卡使用介绍FTA卡??FTA卡使用介绍FTA卡使用方法,FTA卡使用说明书。植绒拭子没有标本参量，加快标本过程处理。河南核酸植绒拭子生产厂家

致使原本含量不高的DNA析出效率更低，甚至可引起测试的假阴性结果。河南核酸植绒拭子生产厂家

Huachenyang (Shenzhen) Technology Co Ltd,深圳市华晨阳科技有限公司,是专用从事经销批发的DNA试剂耗材采血卡、植绒拭子
唾液采集器，精液保存卡
脱落细胞粘取器
血样采集卡、血样FTA采集卡、903滤纸血样采集卡、采样工具□DNA数据库专用血样袋、试剂、物证提取袋、生物物证提取棉签、口腔拭子、指纹捺印盒、掌纹捺印盒、游离DNA采血管
现场比例尺和不干胶制品、。公司拥有完整、科学的质量管理体系，我们的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。并始终秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的企业宗旨，以“质量为根，诚信为本，创新为魂，科技为先”为经营理念，愿与各界新老客户携手并进，真诚合作，共创辉煌！欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！
详细介绍...
河南核酸植绒拭子生产厂家

深圳市华晨阳科技有限公司是一家致力于核酸检测、分子诊断、医学检验、病毒检测等产品研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。公司拥有二十多项专利，部分专利已经转化应用于市场。产品主要应用于基因检测、医疗机构、生物制药、大型甲等医院、出入境检验检疫、诊断试剂、疾控机构、刑侦法医鉴定等。近年来，公司不断加大自主研发投入，积极引进人才和技术，并与国内外多家科研机构、医学检验所以及三甲医院、基因检测公司、疾病预防控制中心等科研机构有着紧密合作，促进人类健康产业大发展。